


# 吸食暨吹哨 口罩



## 隱藏開口

可將吸管一端或口哨頭，輕壓開口下方穿過隱藏開口後即可使用，方便又美觀。

## 創新設計

獨步全球的隙縫設計配戴時，仍可方便進行茶水、咖啡或飲料等吸食。另外可提供交通警察、消防員、警衛或社區守衛執行勤務等，進行吹哨指揮工作。

## 安全有效


特殊隱藏開口設計，吸食或吹哨時口罩繼續有效阻隔粉塵。


## 經濟實用


製程精簡，全自動化大量生產，造福廣大使用者。




## 使用說明

- 

手持口罩，將折疊處展開成立體狀。
- 

鼻樑片朝外，戴上耳掛帶，使口罩完整覆蓋口鼻與下巴。
- 

雙指壓合鼻樑片，務必使口罩與鼻子、臉頰緊密貼合。
- 

將吸管一端或口哨頭輕壓開口下方穿過隱藏開口後即可使用、吸食或吹哨指揮工作。



配戴口罩時仍可方便進行茶水、咖啡或飲料吸食等



適合交通警察、消防員及警衛吹哨指揮時配戴

※當高霧霾或空汙嚴重地區建議配戴N95等級或防霾口罩。

© 2019.06